


临床基因分析应用

随着生命科学的不断发展，对于很多疾病的病因有基因层面的分析角度



绝大多数医院检测科不开展临床基因分析，一般由测序公司或第三方机构代测。

临床需要POCT类的基因
分析检测产品

- 周期长
- 成本高
- 需求匹配度不高



- ✓ 基于上述现状及检测难点，畅合生物研制了掌上核酸自动检测仪，可根据需求封装不同检测试剂，进行现场基因分析，速度快、操作简单、使用方便。
- ✓ 部分样本可以简化核酸提取步骤，缩短检测时间。
- ✓ 针对关键位点，设计恒温扩增体系，便于筛查。

“畅盒”掌上核酸自检仪

单样本快检，耗材一次性使用



试剂冻干预置，操作简单



耗材常温运输保存




USB供电



最快可于15分钟输出阳性结果




小巧便携（长*宽*高）：
93mm*47mm*31mm



硬件设备

试剂耗材



运行维护

技术服务

欢迎交流合作!



更多资讯

请关注畅合生物

